




DEFIGARD 4000

EL poder de salvar vidas

Con el DEFIGARD 4000 la desfibrilación se vuelve tan fácil como A, B, C.



SCHILLER

The Art of Diagnostics

DEFIGARD 4000

Fácil manejo con una única rueda de selección para acceder a todas las principales funciones:

- Selección de energía de desfibrilación en modo manual, selección de modo marcapasos, DESA.
- DEFIGARD 4000 es un desfibrilador bifásico a 200 J, con tecnología *MULTIPULSE BIOWAVE*®.
- Niveles de energía seleccionables: 2, 4, 8, 15, 30, 50, 70, 90, 120, 150 y 200 Julios.
- La pantalla brillante, de 5,9", es clara y visible en todas las condiciones y puede mostrar curvas y valores de ECG, frecuencia cardíaca, pletismograma y valores SpO₂.

Todo ello se combina en un equipo ligero y compacto.

Éste manejable dispositivo, combinado con un bonito diseño, de tamaño pequeño, y relación funcionamiento-precio inmejorable, hacen que el DEFIGARD 4000 sea el equipo perfecto para todas las situaciones de emergencia.



Utilización en ambulancias, así como en aviones:

Gracias a su soporte, certificado para 15 g, el equipo puede utilizarse tanto en ruta como en vuelo.

El soporte está equipado con una fuente de alimentación CC/CC, lo que permite que el equipo se cargue directamente a través del soporte.

El equipo puede retirarse fácilmente del soporte.



DEFIGARD 4000 con palas y bolsillos



DEFIGARD 4000

DEFIGARD 4000, el desfibrilador ideal y mucho más:

Disponible con almohadillas o palas

- **Desfibrilación en modo manual**
- **Desfibrilación semiautomática (opcional)**
Las instrucciones verbales y en pantalla guían al usuario a través del proceso de desfibrilación. La energía de desfibrilación se ajusta automáticamente cuando se conectan almohadillas pediátricas
- **Marcapasos (opcional)**
Modo de funcionamiento Fijo, A demanda o Hiperestimulación (frecuencia x3).
- **Monitorización**
1 a 6 canales – presentación de una curva de ECG y pletismograma O BIEN dos curvas de ECG (una de ellas, fija).
- **SpO₂ Masimo o Nellcor (opcional)**
La medición comienza cuando se detecta un sensor
- **Impresora de 3 canales (opcional)**
- **Memoria**
Hasta 13 horas de datos de ECG o bien 500 eventos, u 80 minutos de datos de ECG y registro de audio y 500 eventos en modo DESA.
- **Interfaz USB** para la transferencia de datos desde la memoria interna y para actualizaciones de software



Soporte de pared





Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
SCHILLER Int'l Trading (Shanghai) Co. Ltd.
200335 Shanghai, China
Phone +86-21-62099627
Fax + 86-21-62099623
sales@schiller.com.my
www.schiller.cn



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85521 Ottobrunn
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com




USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33122
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

05/11



Partno.: 2.500494



SCHILLER

The Art of Diagnostics