

Mesa de operación

Para Ginecología y Obstetricia



Modelo 3004



3004

Mesa de operación para Ginecología y Obstetricia

Modelo 3004

Descripción del funcionamiento:

1. Ascenso del respaldo hasta 60° , descenso hasta 10° por medio de la perilla de control de mano.
2. Ascenso del asiento hasta 20°, descenso hasta 8° por medio de la perilla de control de mano.
3. Con dos pernos laterales para fijar la placa del asiento,
4. Con pedal para los movimientos de ascenso y descenso de la cubierta de la mesa.
5. Con pedal para colocar el seguro de la mesa

Especificaciones principales

Descripción	Valor
Altura mínima de la cubierta hacia el piso	650 mm
Rango de ascenso y descenso de la cubierta	≥240 mm
Inclinación hacia delante de la cubierta	≥8°
Inclinación hacia atrás de la cubierta	≥20°
Ascenso del respaldo	≥45°
Descenso del respaldo	≥10°
Dimensiones de la cubierta	1240 mm x 590 mm
Dimensiones de la cubierta auxiliar	≥ 500 mm x 540 mm

Nota: El diseño y las especificaciones del producto se encuentran sujetas a cambio sin previo aviso.



ISO 9001



ISO 13485

Distribuido por: